



**OpenMed** - Soluzioni Software per la Sanità

Via Di Pratale 64/A - 56127 - Pisa

fax 050 38331140

email: [info@openmed.it](mailto:info@openmed.it)

sito web: [www.openmed.it](http://www.openmed.it)



# MediCare Mobile 3

*per PalmOS e PocketPC*

E' un modulo aggiuntivo dei prodotti MediCare che consente di sincronizzare facilmente i dati della Cartella Clinica gestiti da una postazione fissa dei prodotti MediCare con il vostro palmare (Palm o PocketPC). Consente di portare i dati dei vostri pazienti ovunque; modificare i dati dei vostri pazienti mentre siete lontani dal vostro ambulatorio o dalla vostra sede abituale di lavoro e al ritorno elaborare i dati raccolti sincronizzandoli con la postazione fissa. Prodotto in due versioni che si differenziano per i dispositivi hardware per i quali il software è stato realizzato.

#### Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti o su dove acquistare i prodotti OpenMed, visitate il sito [www.openmed.it](http://www.openmed.it) o inviare un email a: [info@openmed.it](mailto:info@openmed.it)

## Caratteristiche

- Portare con se i dati dei propri pazienti e avere tutte le informazioni complete sempre a portata di mano.
- Tenere aggiornati i dati dei vostri pazienti attraverso la sincronizzazione bidirezionale tra il palmare e postazione fissa.
- Consultare, modificare, creare e cancellare i dati delle cartelle cliniche sul palmare e sincronizzare tali modifiche con i dati sulla postazione fissa.
- Accedere a pop-up, liste valori, caselle di spunta e picker di data e ora nella visualizzazione dei dettagli.
- Sincronizzare i dati di FileMaker Mobile del palmare con i dati di FileMaker Pro del desktop semplicemente premendo un tasto.
- Sincronizzare i vostri database anche quando FileMaker Pro non è aperto.
- Utilizzare i comuni standard industriali HotSync per Palm OS e ActiveSync per i dispositivi portatili Pocket PC.
- Sincronizzare più dispositivi con un unico database di FileMaker sul desktop.
- Consente di sincronizzare i dati dei seguenti moduli della Cartella Clinica gestita da Medicare:
  - Anagrafica
  - Anamnesi
  - Allergie riferite dal paziente
  - Visite effettuate per un dato Paziente
  - Segni Vitali
  - Terapie
  - Dati di laboratorio
  - Referti (solo parte testuale)

## Informazioni per l'ordine

### MediCare Mobile 3 per PalmOS

Numero codice: MDCMM3/P

### MediCare Mobile 3 per PocketPC

Numero codice: MDCMM3/PPC

info per l'ordine:

[www.openmed.it/ordini.html](http://www.openmed.it/ordini.html)

## Requisiti di sistema

### Windows

- Pentium 300 MHz o superiori
- 64MB RAM per Windows 2000
- 128MB RAM per Windows XP
- CD-ROM e Hard disk drive
- Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP (Service Pack 1)

### Mac OS X

- Apple G3 computer o superiori (escluse schede aggiornamento G3)
- 128MB RAM
- CD-ROM e Hard disk drive
- Mac OS X 10.2.8 o successivo
- software Palm Desktop 4.1 con HotSync Manager installato
- ActiveSync 3.7.1 installato per palmari Pocket PC

## Requisiti Palmare

### Palm OS (Windows e Mac)

- Palmare Palm OS compatibile
- 2MB di spazio libero
- Palm OS 3.5 – 5.2
- base HotSync o cavo

### Pocket PC (Solo Windows)

- Palmare Pocket PC 2002/2003 ARM compatibile
- 16MB RAM
- base ActiveSync